



愛を聞こえよ

Mimitakara®



## 株式会社NADI

〒457-0024 愛知県名古屋市南区赤坪町180 4F

- 製品に関するお問い合わせ  
TEL : 052-602-7772  
FAX : 052-819-0080
- 受付時間(土日・祝日を除く)  
月曜～金曜日 10:00～17:00
- Mimitakara公式ホームページ  
[www.mimitakara.jp](http://www.mimitakara.jp)



Mimitakaraのご相談・ご用命は当店へ



# Mimitakara®

Mimitakara 総合カタログ  
2021年10月版



※ 製品のデザイン、仕様などは予告なく変更する場合があります。  
※ カタログに掲載されている製品の色は、印刷により実際と多少異なる場合があります。  
※ このカタログの内容は2021年10月現在のものです。



# enjoy

音をもっと楽しもう

## Mimitakara<sup>®</sup> について

日本と台湾の共同研究開発から生まれた台湾製集音器(補聴器)ブランド「Mimitakara」です。20年間補聴器(集音器)をはじめ、様々な健康関連製品を開発し、アメリカや中国など、世界各国に向けた実績も作り上げてまいりました。おかげさまで台湾ナショナル発明賞、台湾天地創造賞も受賞しております。

ヨーロッパ規格のCEや米規格のFDAを取得し、確実な品質でアメリカと台湾をはじめ、世界で計200万台程の販売実績を上げてきました。安定した品質と弊社独自のクラウドサービスにより、世界中多くのユーザー様からの信頼を得ております。

今後は日本市場においても、長年業界で得られた知識や技術力を生かしながら、難聴を抱えていらっしゃる皆さまをサポートし、世の中にも貢献していく所存であります。



### 品質管理

高品質による顧客満足の実現

- ・国際規格ISO9001/ISO13485 認証取得
- ・適正製造基準(GMP) 認証

### 製品管理

医療機器認定取得

- ・ヨーロッパ連合(EU) - **CE**
- ・アメリカ合衆国(USA) - **FDA**

※日本では医療機器認証は取得しておりません。



### システム開発

独自開発アプリ

- ・聴力検査
- ・モード切り替え
- ・音の調節
- ・遠隔設定



# Mimitakara® とスマートフォンで



## 普通の日常を満喫する。


Mimitakaraは通常機能のほかにスマートフォンやタブレット、テレビやパソコンなど、Bluetooth対応の端末に接続することで、より快適な日常生活が送れます。

電話や音楽、映画鑑賞の際に、Mimitakaraからダイレクトに音が伝わるため、エンターテインメントも充実させることができます。





# Mimitakara®

## Auto 切り替えシステム



通常時は集音モードですが、タブレットやスマホに接続し、音楽や映像を流すと自動でエンターテインメントモードに切り替わり、更に電話が入ってきたら、通話モードにも自動で切り替わります。

状況に応じ自動で、3パターンのモードが切り替わり手間なく快適に使用することができます。



# Mimitakara<sup>®</sup> 独自開発のアプリ

## 最適な聞こえを自分で簡単に調節。

より多くの方々に最適な聞こえと便利なサービスを提供するため、Mimitakaraは専用アプリを独自開発しました。




### 聴力検査

イヤホンとスマートフォンがあれば、わざわざお店に行かなくても、ご自身で簡単に聴力検査ができます。さらに、聴力検査の結果をダウンロードすると、一瞬で音の補足を最適化し、自動調節してくれます。



聴力検査  
(左右別)



その場ですぐ分かる  
聴力検査結果



聴力検査結果保存  
音を最適化



フィッティング  
完成!

### 音の調節

本体に触れることなく、スマートフォンからモード切替や音量、音質などの調整ができます。ご自身のお好みにあわせて、お手元のスマートフォンで各種細かい設定も簡単にできます。




※音の調節機能は対応機種によって異なります。




モード切替



ノイズカット  
環境音カット設定



周波数  
カスタマイズ



左右別  
音量調節

### Miア라운드サービス

専用アプリをダウンロードしていただければ、アプリ内のチャット機能を使用することで、いつでも「技術サポーター」に問い合わせることができます。購入前の操作サポート、機種のおすすめやオーディオグラフに合わせた設定。また、ご利用中にお困りのことがあった際に、Mimitakaraのアラウンドサービスはいつでもユーザー様を徹底的にサポートいたします。



※スマホ画面は、端末によって異なります。



2-WAY RECHARGEABLE

おうちでもお外でも、快適に充電。




CRYSTAL SERIES

ライフスタイルで選べるデザイン。



### アナログ充電式 耳あな型

(UP-6SZX)



#### 特徴

- ACアダプターと単三電池2way充電式。
- コンパクトサイズの充電ケースで外出先でも安心。
- 衝撃音に対する出力制限機能あり。
- ボリュームダイヤルで簡単に音量調節。



### アナログ 耳かけ型

(UP-6E7)



#### 特徴

- カラーバリエーション豊富。
- 携帯に便利な収納ケース付き。
- 衝撃音に対する出力制限機能あり。
- ボリュームダイヤルで簡単に音量調節。



## ENTERTAINMENT POCKET

色々な聞こえを楽しめる。

## ACTIVE LIFESTYLE

スタイリッシュでワイヤレス。



### デジタル充電式 ポケット型

(UP-6E52)



#### 特徴

- 8チャンネルでクリアな音質。
- ピーピー音(ハウリング)が起きにくい構造。
- 雑音抑制・出力制限機能あり。
- 高音域の音を中音域で聞ける、MFA周波数変換技術搭載。



### デジタル充電式 首かけ型

(UP-6EB3)



#### 特徴

- 8チャンネルでクリアな音質。
- 安定感と一体型のデザインで落下紛失の心配なし。
- 雑音抑制・出力制限機能あり。
- 高音域の音を中音域で聞ける、MFA周波数変換技術搭載。



BE CLOSE TO YOU

心の距離を縮める。



FEEL NATURE

耳で感じる大自然。

### デジタルクラウド

#### 耳あな型 CIC

(UP-6S42右耳/UP-6S43左耳)



軽度~中等度



APP対応



PR536(10)



Miア라운드  
サービス



8チャンネル

#### 特徴

- 8チャンネルでクリアな音質。
- 耳あなにすっぽり入って、目立ちにくい。
- 雑音抑制・出力制限機能あり。
- Miアラウンドリモートサービス対応。

### デジタルクラウド

#### 耳あな型 ITC

(UP-6S44右耳/UP-6S45左耳)



中等度



APP対応



PR41(312)



Miアラウンド  
サービス



8チャンネル

#### 特徴

- 8チャンネルでクリアな音質。
- 小さくて見立ちにくい定番サイズ
- 雑音抑制・出力制限機能あり。
- Miアラウンドリモートサービス対応。



LET'S ENJOY YOUR LIFE

これからの人生を楽しもう。

## Mimitakara 専用アプリ

- ・ 聴力検査
- ・ 音量調節
- ・ 音質調節
- ・ モード切り替え
- ・ オンラインサポート

など様々な機能がすべてアプリで行えます。

※ 1.アプリの機能、画面デザインは予告なく変更する場合がございます。  
 ※ 2.スマートフォンの機種により使用できない場合がございます。

goodHearing

App Store  
ダウンロード

Google Play  
ダウンロード

myHearing

App Store  
ダウンロード

Google Play  
ダウンロード

## アクセサリも充実



### デジタルクラウド 耳かけ型B1

(UP-6ER6)



中等度~重度



APP対応



PRPR48(13)



Miア라운드  
サービス



8チャンネル

#### 特徴

- 8チャンネルでクリアな音質。
- 耳垂れ、耳垢が多い方でも安心。
- 雑音抑制・出力制限機能あり。
- Miアラウンドリモートサービス対応。



#### Mimitakara電池 (6個入り・1パック)

PR526 (10)、PR41 (312)、  
PR48 (13)、PR44 (675) の4種類。



#### Mimitakara UV紫外線殺菌乾燥機

乾燥とUV-Cライトでの除菌が同時にできる、乾燥剤不要の電気乾燥機です。



#### Mimitakara イヤチップ

各品番、各サイズ(SS/S/M/L)のイヤチップを取り扱ってます。

#### 仕様

機種品番	タイプ	最大音響利得 ±5dB	90dB入力最大出力 (dB SPL) 1600Hz	使用電池	電池連続 時間(約)	アプリ	適応難聴レベル (参考)
UP-6E52	ポケット型	45	135	リチウムイオン電池	10時間	○	中等度~重度
UP-6EB3	首掛け型	65	135	リチウムイオン電池	10時間	○	中等度~重度
T1 (暫定)	耳あな型	35	120	リチウムイオン電池	10時間	○	軽度~中等度
UP-6SZX	耳あな型	35	118	単三/リチウムイオン	7~12時間	×	軽度~中等度
UP-6S42/43	耳あな型	61	118	PR536 (10)	60時間	○	軽度~中等度
UP-6S44/45	耳あな型	65	121	PR41 (312)	120時間	○	中等度
UP-6E7	耳かけ型	40	耳かけ型	PR48 (13)	96時間	×	軽度~中等度
UP-6ER6	耳かけ型	74	132	PR48 (13)	170時間	○	中等度~重度

※ 1.電池連続使用時間は使用状況によって変わります。

※ 2.仕様は予告なく変更される場合がございます。